

Аппарат ИВЛ Covidien Newport E360

РЗН 2016/4155

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	5-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	353×353×307 мм
Вес	17.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Covidien Newport E360 произведен с использованием самых передовых технологий, с его простой в использовании панелью управления, встроенным графическим интерактивным дисплеем, компактными размерами и расширенными техническими характеристиками возможно обеспечить все необходимые типы вентиляции.

Особенности аппарата ИВЛ Newport E360:

- неинвазивная вентиляция во всех типах и режимах вентиляции;
- автоматическая компенсация утечек;
- автоматическая регулировка наддува (Slope/Rise);
- автоматическая настройка чувствительности выдоха;
- функция открытого контура для 2-х фазной вентиляции;
- двойной режим - гарантированный объем при ограничении давления и при поддержке давлением;
- журнал событий, сохраняющий до 1000 сообщений о тревогах и изменениях в настройках;
- режим готовности для предварительной установки параметров и проверки перед использованием;
- дистанционный мониторинг и встроенный графический дисплей;

- автоматическая самодиагностика и проверка дыхательного контура.

Режимы вентиляции:

- с заданным объемом (VC);
- с ограничением давления (PC);
- гарантированный объем с ограниченным давлением (VTPC) A/CMV;
- поддержка давления (Psupport) или без неё при объемной ИВЛ или с ограничением давления доставкой заданного объема при поддержке давлением (VTPsupport с использованием Plimit) при VTPC;
- компенсация утечек - дети/новорожденные: 8 л/мин максимум; взрослые: 15 л/мин максимум.