

Аппарат ИВЛ Covidien Newport HT70 Plus

РЗН 2014/1524

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-2200 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	247×279×260 мм
Вес	6.9 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Covidien Newport HT70 Plus предоставляет полный комплект клинических возможностей, необходимых для оказания помощи тяжело больным.

Преимущества Аппарата ИВЛ Newport HT70 Plus:

- журнал событий и окно трендов;
- регулируется форма графики волны;
- объем выдоха мониторинга с сигналами тревоги;
- встроенный мониторинг кислорода с сигналами тревоги;
- триггер потока и давления;
- встроенный расчет кислорода;
- оценка расчета времени работы аккумулятора;
- цветной экран большого формата;
- встроенный датчик потока;
- простая настройка для NIV / CPAP;
- работа от встроенного аккумулятора до 10 часов, полная зарядка аккумулятора за три часа;

- быстрая подготовка к работе благодаря наличию предустановок и функции быстрой настройки сигналов тревоги.