

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 1

ФСЗ 2009/05265

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительно-вспомогательная,
пневматический привод

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A., Франция



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	100-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	250×210×170 мм
Вес	5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 1 - специализированное оборудование, созданное для оказания медицинской помощи на месте происшествия, в полевых условиях и во время транспортировки пациента в медучреждение.

Особенности аппарата ИВЛ Air Liquide OSIRIS 1:

- звуковая и визуальная сигнализация тревоги, с отображением сообщений на экране;
- регулировка соотношения вдох / выдох: от 1/3 до 1/1;
- встроенный источник питания: NiCd батарея;
- питание от источника переменного тока: 230 В 50 Гц;
- пиковый поток: 100 л/мин;
- потребление газа при работе: 1 л/мин;
- время работы батареи: 10 часов;
- размеры: 250×210×170 мм;
- вес: 5.0 кг.