

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 2

ФСЗ 2009/05265

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A., Франция



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	100-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	250×210×170 мм
Вес	5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 2 может применяться при неотложных состояниях, в послеоперационный период или во время внутрибольничной или межгоспитальной транспортировки.

Особенности аппарата ИВЛ Air Liquide OSIRIS 2:

- звуковая и визуальная сигнализация тревоги, с отображением сообщений на экране;
- регулировка соотношения вдох/выдох: от 1/3 до 1/1;
- встроенный источник питания: NiCd батарея;
- время зарядки: 10 часов;
- питание от источника переменного тока: 230 В 50 Гц;
- адаптер бортовой сети: 15 В 6 Вт.