

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 3

ФСЗ 2009/05265

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A., Франция



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	100-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	250×210×170 мм
Вес	5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Air Liquide OSIRIS 3 - аппарат ИВЛ, обладает хорошей электрической автономностью, может применяться при неотложных ситуациях, в послеоперационный период или во время транспортировки.

Особенности аппарата ИВЛ Air Liquide OSIRIS 3:

- диапазон пациентов: взрослые, дети;
- применение: аварийная, транспортная, послеоперационная восстановительная комната;
- режимы вентиляции: CMV, ACMV с PEEP, PSV с PEEP, спирометрическое измерение;
- дыхательный объем: от 100 до 2000 мл;
- PEEP: от 0 до 15 см H₂O;
- поддержка давления: от 5 до 40 см водного раствора H₂O;
- частота дыхания: От 6 до 40 уд/мин;
- инспираторный триггер: ВЫКЛ, от -0.5 до -4 см водного столба;
- FiO₂: 100% или смесь воздух / O₂;
- звуковая и визуальная сигнализация тревоги, с отображением сообщений на экране;
- размеры вентилятора (В×Ш×Д): 210×250×170 мм;
- вес вентилятора: 5 кг;

- расход газа самой установки: 1 л/мин;
- пиковый расход CMV-ACMV: 100 л/мин;
- пиковый расход PS-PEEP: 130 л/мин.