

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical Elisa 600

РЗН 2013/1145

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат искусственной вентиляции легких ELISA 600 предназначен для осуществления респираторной поддержки. Прибор подходит как для взрослых пациентов, так и для новорожденных детей, вес которых составляет более 3 килограммов. Аппарат предусматривает как инвазивные, так и неинвазивные режимы ИВЛ.

Особенности аппарата ИВЛ Lowenstein Medical Elisa 600:

- более 20 режимов вентиляции;
- автоматическое обнаружение пациента;
- компенсация сопротивления эндотрахеальных трубок;
- измерение транспульмонального давления;
- CPR - функция для экстренной реанимации;
- большой сенсорный дисплей, отражающий рабочие показатели;
- интуитивно понятный интерфейс позволяет своевременно реагировать на изменения в ходе процедуры;
- работа от аккумулятора: 4 часа;
- опция Cuffscout: отслеживается давления в манжете;
- функция PEEPfinder позволяет совершать построение статической кривой давление-объем;
- опция HFOT проводит высокопоточную оксигенотерапию;
- предусмотрен режим Weaninganalyzer, представляющий собой протокол отлучения с комплексом функций со скринингом состояния пациента и рекомендациями по проведению вентиляции;
- режим небулайзера;
- возможность присоединить модуль CO₂ в основном или боковом потоке.