

Аппарат ИВЛ Lowenstein Medical Elisa 800

РЗН 2013/1145

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ ELISA 800 подходит для взрослых пациентов и для новорожденных детей весом от 500 г. Предусматривает инвазивные, неинвазивные и гибридные режимы вентиляции.

Особенности аппарата ИВЛ ELISA 800:

- автоматическое обнаружение пациента в режиме ожидания (APD);
- модуль электро-импедансной томографии (EIT);
- компенсация сопротивления эндотрахеальных трубок;
- возможность присоединять модуль CO₂ в основном или боковом потоке;
- измерение транспульмонального давления;
- режим небулайзера;
- режим автоаспирации содержимого бронхов и функции для реанимации;
- интуитивно понятный интерфейс;
- сенсорный дисплей 18.5";
- дополнительная батарея с зарядом на 4 часа;
- ингаляционная седация в реанимации - совместимость с системой AnaConDa;
- опциональные режимы: Cuffscout, PEEPfinder, HFOT, Weaninganalyzer, VIT.