

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-G5

ФСЗ 2008/02845

портативный, тип вентиляции вспомогательная /
принудительная / принудительно-вспомогательная,
турбинный привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / инвазивный
Размер	430×310×250 мм
Вес	9.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-G5 - это модульный механический аппарат ИВЛ с наиболее широкими функциональными возможностями. Благодаря огромному выбору стандартных и дополнительных функций аппарат ИВЛ HAMILTON-G5 можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

Особенности аппарата ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-G5:

- интеллектуальные режимы с адаптивной поддерживающей вентиляцией (ASV), а также режим INTELLiVENT-ASV;
- режимы с управлением по давлению (включая двухфазные);
- адаптивные режимы с управлением по объему;
- традиционные режимы с управлением по объему;
- режимы поддержки давлением и объемом;
- режимы для неинвазивной вентиляции;
- режим кислородной терапии с высокой скоростью потока;
- благодаря двухфазной пневматической конструкции аппарат ИВЛ всегда поддерживает спонтанное дыхание во всех режимах;
- измеряет транспульмонарное давление и поддерживает возможность вентиляции Гелием (Гелиокс), использование которого успешно применяется при лечении острого и опасного для жизни нарушения проходимости верхних дыхательных путей.