

## Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C1

ФСЗ 2009/04268

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



### Характеристики

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип аппарата      | портативный                                                      |
| Возраст пациента  | для новорожденных / для детей / для взрослых                     |
| Тип вентиляции    | вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная |
| Тип привода       | турбинный                                                        |
| Дыхательный объем | 20-2000 мл                                                       |
| Режимы работы ИВЛ | с контролем по давлению / с контролем по объему / инвазивный     |
| Размер            | 240×310×210 мм                                                   |
| Вес               | 4.9 кг                                                           |

### Описание

**Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C1** - это многофункциональный аппарат ИВЛ, с помощью которого можно проводить инвазивную и неинвазивную вентиляцию, а также использовать дополнительные опции режима nCPAP и кислородной терапии с высокой скоростью потока.

#### Особенности Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C1:

- вентиляция легких у взрослых, детей и младенцев;
- разнообразные режимы инвазивной и (опционально) неинвазивной вентиляции, доступны расширенные возможности вентиляции в режимах DuoPAP/APRV и/или NIV/NIV-ST;
- расширенные возможности мониторинга для отслеживания трендов и данных обратной связи;
- управление аппаратом ИВЛ с помощью сенсорного экрана или с помощью поворотной ручки, аппаратные кнопки обеспечивают прямой доступ к важнейшим функциям;
- световой индикатор тревоги в верхней части аппарата мгновенно привлечет ваше внимание в экстренной ситуации, если вы находитесь на отдалении или в помещении работает несколько аппаратов;
- опциональные интерфейсы с портами для подсоединения к больничным мониторам, системам управления данными пациентов и системам вызова медсестры;

- высокопроизводительная турбина с потоком до 210 л/мин обеспечивает высокую эффективность при неинвазивных режимах вентиляции;
- независимость от баллонов сжатого газа или компрессоров;
- поддержка кислородной терапии с высокой скоростью потока;
- неинвазивная вентиляция;
- время работы аккумулятора - 4 ч.