

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C2

ФСЗ 2009/04268

стационарный / портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / инвазивный
Размер	430×310×250 мм
Вес	9.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C2 - это универсальное решение для эффективной вентиляции лёгких всех возрастных категорий пациентов, в т.ч. новорожденных с экстремально низкой массой тела.

Особенности аппарата ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C2:

- дыхательный объем от 2 мл;
- время работы аккумулятора: до 6 ч;
- независимая подача воздуха (встроенная турбина);
- работа от кислорода высокого или низкого давления;
- режимы вентиляции: APRV, ASV, (S)CMV, DUOPAP, NIV, NIV-ST, PCV, P-SIMV, SIMV, SPONT;
- полный спектр стандартных режимов вентиляции;
- высокоэффективная неинвазивная вентиляция (NIV);
- адаптивные режимы вентиляции, в частности ASV;
- неонатальная опция с nCPAP.
- волюметрическая капнография;
- панели визуализации респираторного мониторинга «Динамическое лёгкое» и «Вентиляционный статус»;

- тренды за последние 72 часа.