

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C3

ФСЗ 2009/04268

стационарный / портативный, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная / принудительно-
вспомогательная, турбинный привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / инвазивный
Размер	430×310×250 мм
Вес	9.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C3 - это компактное и автономное решение для экспертной и интеллектуальной вентиляции легких всех возрастных категорий пациентов, в т.ч. новорожденных с экстремально низкой массой тела.

Особенности аппарата ИВЛ Hamilton Medical Hamilton-C3:

- дыхательный объем от 2 мл;
- независимая подача воздуха (встроенная турбина);
- работа от кислорода высокого или низкого давления;
- полный спектр стандартных режимов вентиляции;
- высокоэффективная неинвазивная вентиляция (NIV);
- адаптивные режимы вентиляции, в частности ASV;
- функция Intellivent-ASV - автоматизированное управление параметрами вентиляции на основе данных пациента, механики дыхания и данных мониторинга CO₂ и SpO₂;
- неонатальная опция с nCPAP;
- инструмент для защиты легких во время вентиляции (P/V Tool);
- волюметрическая капнография;
- пульсоксиметрия;
- панели визуализации респираторного мониторинга «Динамическое лёгкое» и «Вентиляционный статус» с отображением взаимодействия сердечно-легочной системы;

- тренды за последние 72 часа.