

Аппарат ИВЛ Dixon Аэрос 4300

ФСР 2011/10714

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная /
принудительно-вспомогательная, пневматический
привод

DIXION, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	0-1500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	300×170×175 мм
Вес	4 кг

Описание

Автомат ИВЛ Dixon Аэрос 4300 - аппарат искусственной вентиляции легких портативный (транспортный) с экраном для мониторингирования параметров дыхания предназначен для проведения вентиляции легких у взрослых пациентов и детей. Незаменим при использовании в машинах «скорой помощи» и медицинской авиации.

Особенности автомата ИВЛ Dixon Аэрос 4300:

- удобный компактный дизайн;
- наличие встроенного монитора, с помощью которого происходит постоянный контроль дыхательных функций;
- возможность зарядки как от бортовой сети, так и от встроенного аккумулятора;
- возможность подпитки кислородом как от переносного баллона, так и с помощью централизованного газоснабжения;
- возможность проведения заправки носимого баллона от стационарного;
- режимы вентиляции: A/C, SIGH, SIMV, SPONT, Manual;
- дыхательный объем: от 0 до 1500 мл;
- частота дыхания: от 4 до 99 вдохов в мин;

- отношение вдох/выдох 2:1 - 1:4;
- концентрация O₂ от 48 до 100%;
- чувствительность триггера по давлению от -20 до 0 см H₂O;
- мониторируемые параметры: дыхательный объем, минутный объем, давление в дыхательных путях, частота дыхания, индикатор электропитания;
- сигналы тревоги.