

Аппарат ИВЛ Magnamed OxyMag

РЗН 2013/499

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Magnamed Technologia Medica S/A, Бразилия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	10-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	неинвазивный
Размер	255×181×255 мм
Вес	3.25 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Magnamed OxyMag - реанимационный транспортный вентилятор, работающий с пациентами разных возрастных групп.

Особенности аппарата ИВЛ Magnamed OxyMag:

- режимы ИВЛ: VCV / VCV-AC, PCV / PCV-AC, PLV / PLV-AC, V-SIMV + PS, P-SIMV + PS, DualPAP / APRV, CPAP / PSV, NIV;
- портативное устройство одно из самых легких в своем классе;
- пневматический тип привода;
- внутренняя батарея на 5 часов работы;
- удобная навигация: все рычаги расположены в доступном месте и просты в управлении;
- дополнительные режимы (опционально): респиратор слизи, увлажнитель дыхательных газов;
- снабжение газом производится от специализированной установки или баллона;
- цветной дисплей с сенсорным экраном;
- быстрый запуск вентиляции, выбор параметров вентиляции одним касанием;
- дополнительные датчики: SpO2 и CO2;
- высотная компенсация позволяет использование при воздушных перевозках, включая вертолеты.