

Аппарат ИВЛ Covidien Puritan Bennett 980

РЗН 2017/5999

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная, пневматический привод

Covidien LLC, США



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	2-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / высокочастотный / неинвазивный / инвазивный
Размер	740×240×410 мм
Вес	35 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Covidien Puritan Bennett 980 - аппарат ИВЛ экспертного класса. Универсальность прибора позволяет проводить вентиляцию у любых категорий пациентов, в т. ч. новорожденных. Вентилятор широко применяется в палатах общей медицинской помощи, операционных, процедурных кабинетах, палатах интенсивной терапии и реанимационных отделениях, в реабилитационных центрах.

Особенности аппарата ИВЛ Covidien Puritan Bennett 980:

- возможность работы с взрослыми пациентами и детьми, а также неонатальными пациентами;
- диапазон массы тела варьирует от 0.3 до 150 кг;
- дыхательный объем от 2 мл до 2500 мл;
- поддерживает все современные режимы ИВЛ;
- уникальный режим PAV+;
- может поставляться с компрессором или без;
- опция капнографии;
- до 4-х часов работы от аккумулятора;
- инновационный пользовательский интерфейс: экран с интуитивной навигацией, широкие настройки пользователя;

- индивидуальный подбор дыхательной терапии каждому пациенту;
- в случае определенных системных ошибок Puritan Bennett 980 будет продолжать безопасную вентиляцию легких, сохраняя заданные параметры;
- в случае отключения пациента Puritan Bennett 980 переходит в режим ожидания с сохранением заданных параметров;
- система автоматически определяет повторное подключение пациента и возобновляет вентиляцию.

Режимы ИВЛ:

- A/C поддержание/управление;
- SIMV синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция;
- BiLevel комбинированный режим;
- CPAP.