

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Raphael

ФСЗ 2011/09688

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Hamilton Medical AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	230×530×350 мм
Вес	17 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Hamilton Medical Raphael - аппарат ИВЛ высокого класса для отделений интенсивной терапии и реанимации с полным набором функциональных возможностей, обеспечивающий проведение вентиляции у младенцев, детей и взрослых.

Особенности аппарата ИВЛ Hamilton Medical Raphael:

- для взрослых, детей и новорожденных;
- режимы вентиляции: (S)CMV+, SIMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, ASV, DuoPAP, APRV;
- специальные функции: ручное дыхание, задержка вдоха, 100%O₂, ожидание, вздох, ответ на апноэ;
- работа от сети и батарей;
- внешний компрессор;
- цветной ЖК экран 10.4";
- мониторинг пациента;
- построение кривых и графиков;
- сигналы тревоги;
- дневник событий (1000 событий с датой и временем);
- внутренняя перезаряжаемая батарея и держатель газовых баллонов для внутрибольничной транспортировки;

- русский интерфейс.