

Аппарат ИВЛ Philips Respironics V60

ФСЗ 2011/09352

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительная, пневматический привод

Philips, США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	200-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / неинвазивный
Размер	337×394×429 мм
Вес	10 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Philips Respironics V60 - устройство, предназначенное для самостоятельно дышащих пациентов, которым требуется механическая вентиляция легких: пациентов с дыхательной недостаточностью, хронической дыхательной недостаточностью или синдромом обструктивного апноэ во сне - в больницах и медицинских учреждениях под контролем врача.

Особенности аппарата ИВЛ Respironics V60:

- для взрослых и детей от 20 кг;
- тачскрин;
- ускоренная настройка;
- алгоритм Auto-Trak для подстройки под спонтанное дыхание;
- Auto-Trak Plus с более тонкой настройкой;
- технология C-Flex;
- подключение к внутриапноэчной сети и к Интернету;
- аккумулятор опционально.