

Аппарат ИВЛ Philips Respironics V680

ФСЗ 2011/09352

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная,
пневматический привод

Philips, США



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный / вентиляция апноэ
Размер	457×342×434 мм
Вес	11.3 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Philips Respironics V680 - предназначен для проведения искусственной вентиляции легких взрослых и детей с массой тела от 5 кг в условиях стационара, а также при внутрибольничной транспортировке.

Особенности аппарата ИВЛ Respironics V680:

- для взрослых от 20 кг и детей 5-20 кг;
- инвазивная ИВЛ с одинарным или двойным контуром;
- неинвазивная ИВЛ с одинарным контуром;
- встроенный компрессор;
- кислород от 18 до 100 процентов;
- тачскрин;
- алгоритм Auto-Trak Plus для синхронизации работы аппарата с дыханием;
- картридж выдоха eSYS с электромагнитным управлением клапана;
- аварийная вентиляция;
- системы VueLink и IntelliBridge EC10 для подключения к больничной сети;
- система автоматической эскалации тревог (в случае, если сигнал пропущен персоналом);

- работа от встроенного аккумулятора в течение 4 часов (для транспортировки прибора внутри ЛПУ);
- активный клапан выдоха (для компенсации резкого перепада давления);
- режимы апноэ (в случае прерывания дыхания).