

Аппарат ИВЛ ТМТ Ритм 100

ФСР 2010/09390

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная, пневматический привод

ТМТ ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему
Размер	150×101.5×80 мм
Вес	1.2 кг

Описание

Аппарат ИВЛ ТМТ Ритм 100 - аппарат для управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной службы интенсивной терапии и реанимации, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях.

Особенности аппарата ИВЛ ТМТ Ритм 100:

- дисплей - цветной контактный, размером 5 дюймов;
- отображение - в реальном времени параметры дыхания (поддержка звука и голоса);
- интерфейс: простой и удобный, дающий возможность менять все параметры дыхания и тревог (всего тремя нажатиями);
- ввод параметров дыхания - автоматический (по внешним признакам пациента: вес, рост, возраст);
- крепление: возможность крепить в стационаре или автомобиле скорой помощи вместе с двух литровым баллоном;
- время работы без подзарядки батарей - около 6 часов;
- РЕЕР: 0-20 мбар/смH₂O;
- высокое давление в дыхательных путях: давление выше установленного предела;
- давление входа: низкое входное давление (баллон пустой);
- максимальное давление вентиляции легких: с плавным изменением до 60 мбар;
- минутная вентиляция: С регулировкой в диапазоне 0.5 - 40 л/мин;

- рабочий газ: медицинский кислород;
- режимы вентиляции: CMV, Assist CMV, оксигенотерапия;
- содержание O₂ в смеси: 100%, 50%;
- частота дыхания: 5-80 1/мин;
- мощность аккумулятора: 4 часа (полностью заряжен, типичная вентиляция);
- низкий заряд батареи: 10% и меньше;
- тип: аккумулятор 1500 mAh с автоматическим зарядным устройством.