

Мешок Амбу MEDEREN Silicone Resuscitator

РЗН 2017/6588

одноразовый, объем 0.28 л / 0.65 л / 1.65 л, для
взрослых / для детей / для новорожденных

Mederen Neotech Ltd., Израиль



Характеристики

Одноразовый	Да
Объем	0.28 л / 0.65 л / 1.65 л
Возрастная категория	для взрослых / для детей / для новорожденных

Описание

Аппарат ИВЛ ручной (Мешок Амбу) - изделие, применяемое для сердечно-легочной реанимации и других вариантах проведения ручной искусственной вентиляции лёгких.

Особенности прибора MEDEREN Silicone Resuscitator:

- маска, за исключением силиконовой, имеет раздуваемый манжет с подключением типа Луер и ниппельным клапаном;
- объем дыхательного мешка: взрослый – 1.65 л, детский – 0.65 л, неонатальный – 0.28 л;
- клапан ограничивает давление до уровня 0.4 м H₂O для взрослых; 0.6 м H₂O для новорожденных и детей. Данное ограничение уменьшает риск получения травмы легких;
- мешки изготавливают из силикона;
- коннектор вертлужный с вращательной осью в 360 градусов;
- структура мешка предотвращает выскальзывание из рук доктора;
- объем резервуарного полиэтиленового мешка для взрослых – 2 л, для новорожденных и детей – 1.6 л;
- магистраль для кислорода 2 м в длину, не перегибается и снабжена гнездом на дальнем конце;
- упаковано устройство и его комплектующие в коробку из пластика, которая имеет рукоятку для переноса и просвечиваемую крышку.

Размеры: для новорожденных: 0 / для детей: 1, 2 / для взрослых: 3 (S), 4 (M), 5 (L), 6 (XL).