

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-air

РЗН 2017/6626

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

Maquet Critical Care AB, Швеция



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	20-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	270×370×340 мм
Вес	15 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-air - высокопрофессиональный аппарат от немецкого производителя Maquet. Сложная ВЛ в простых вентиляторах, с которыми удобно работать медицинскому персоналу.

Особенности аппарата ИВЛ Maquet Critical Care Servo-air:

- режимы вентиляции: PC, VC, PS/CPAP, SIMV, VS, PRVC, Bi-Vent/APRV, NIV, AutoMode;
- аппарат независим от газовой разводки;
- турбинный привод с легкозаменяемыми аккумуляторами;
- встроенный небулайзер с аэрогеном, обеспечивающий легкую подачу воздуха;
- дыхательный объем: 20-2000 мл;
- мобильность конструкции, позволяющая использовать аппарат в любых условиях;
- широкий диапазон режимов позволяет подстроить систему под любого пациента;
- низкие эксплуатационные расходы, аппарат не требователен в использовании, так же прилагается доступная и понятная инструкция с простым интерфейсом.