

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-s

ФСЗ 2010/07621

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительная / принудительно-
вспомогательная

Maquet Critical Care AB, Швеция



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	100-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный / функция СИПАП
Размер	380×300×520 мм
Вес	18 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-s - аппарат ИВЛ для взрослых и детей весом 1-250 кг. Идеален для крепления на полку и внутрибольничной транспортировки.

Особенности аппарата ИВЛ Maquet Critical Care Servo-s:

- стационарный увлажнитель MR 850 F&P;
- возможность разборки аппарата для дезинфекции без применения дополнительных инструментов;
- дезинфекция и стерилизация экспираторного канала в сборе;
- интуитивно понятный в использовании монитор с технологией «touchscreen», прямой доступ к ручкам главных настроек;
- чувствительный триггер по потоку и ультрабыстрый контроллер потока на вдохе обеспечивают великолепную поддержку пациента, тем самым облегчая его дыхательную работу;
- тревожные сигналы;
- небулайзер;
- капнография;
- сохранение в памяти событий - не менее 24 часов.

Режимы вентиляции:

- управление объемом (VC);

- управление давлением (PC);
- поддержка давлением / постоянное положительное давление в дыхательных путях (PS)/(CPAP);
- создание предустановленного постоянного давления, рекруитмент коллабированных альвеол, улучшение оксигенации, стабилизация грудной стенки, предотвращение парадоксальных движений на вдохе и коллапса на выдохе;
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV (VC) + PS);
- BIVENT-вентиляция: два уровня давления для спонтанного дыхания пациента в период отлучения от искусственной вентиляции;
- неинвазивная вентиляция (NIV) доступна в режимах с управлением и поддержки по давлению, эффективная и комфортная компенсация утечек.