

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-U

РЗН 2016/4956

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная / принудительно-вспомогательная

Maquet Critical Care AB, Швеция



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	2-4000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему
Размер	300×205×420 мм
Вес	23 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Maquet Critical Care Servo-U - это аппарат ИВЛ для интенсивной терапии - важнейшее устройство жизнеобеспечения, которое обеспечивает дыхание с положительным давлением пациентам, которым требуется полная или частичная помощь для дыхания.

Особенности аппарата ИВЛ Maquet Critical Care Servo-U:

- интерфейс пользователя для установки режимов вентиляции, отображения данных пациента и тревог;
- блок пациента для смешивания газов и управления их подачей;
- обновляемая платформа, которая растет вместе с вашими потребностями;
- автоматический расчет VT / PBW;
- электронные обучающие программы;
- эргономичный дизайн;
- сменные модули продукта.