

Аппарат ИВЛ Siare Siaretron 4000

ФСЗ 2007/00306

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная, пневматический привод

Siare Engineering International Group S.r.l., Италия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	20-2500 мл
Режимы работы ИВЛ	неинвазивный
Размер	360×330×300 мм
Вес	7.8 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Siare Siaretron 4000 - устройство для проведения искусственной вентиляции легких для детей, взрослых и новорожденных.

Особенности аппарата ИВЛ Siare Siaretron 4000:

- режимы ИВЛ: IPPV, IPPV+AST, PCV, SIMV, CPAP, PSV, TWINPAP и APRV, SIGH, NIV, APNOEA BACK-UP;
- оснащен большим цветным монитором с сенсорным экраном;
- встроенный небулайзер позволяет проводить ингаляции лекарственных веществ в дыхательные пути пациента, без отключения от аппарата;
- обеспечивает контролируемую или самопроизвольную вентиляцию с настраиваемыми уровнями положительного давления в конце выдоха (PEEP), чувствительности триггера и концентрации кислорода;
- аккумулятор обеспечивает работу в течении 5 часов, что удобно при внутрибольничной транспортировке;
- память спирометрии на 300 часов;
- меню аппарата полностью русифицировано;
- автотестирование при включении.