

Аппарат ИВЛ Siare Sirio Baby

ФСЗ 2007/00424

портативный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная,
пневматический привод

Siare Engineering International Group S.r.l., Италия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему / неинвазивный
Вес	4.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Siare Sirio Baby - аппарат для проведения ИВЛ у новорожденных, в т.ч. новорожденных весом менее 3 кг и недоношенных детей. Идеально подходит для использования в условиях транспортировки и неотложной помощи.

Особенности аппарата ИВЛ Siare Sirio Baby:

- оптимальный набор режимов: IPPV (по объёму), CPAP в т. ч. неинвазивная, IMV, PCV, ручная ИВЛ;
- пневмопривод (сжатый O2 или воздух, баллон или разводка);
- прибор легко крепится на транспортный инкубатор;
- встроенный аккумулятор;
- возможность использования внешнего источника питания;
- функция спирометрии с двойной подачей кислорода;
- возможность регулировки концентрации кислорода с помощью смесителя.