

Аппарат ИВЛ Siare Sirio Plus

ФСЗ 2007/00425

портативный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Siare Engineering International Group S.r.l., Италия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению
Вес	4.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Siare Sirio Plus - портативный, легкий и удобный в применении аппарат ИВЛ, предназначенный для использования в отделениях реанимации, палат интенсивной терапии, машин скорой помощи и внутрибольничной транспортировки. Может использоваться для продленной ИВЛ в отделениях анестезиологии.

Режимы вентиляции:

- IPPV (вентиляция по объему);
- IPPV + AST (вентиляция по объему с поддержкой по триггеру);
- SIMV (перебегающая синхронизированная вентиляция);
- CPAP (постоянное положительное давление);
- PSV (поддержка давлением спонтанного дыхания);
- PCV (вентиляция по давлению);
- APNOEA BACK – UP (вентиляция апноэ);
- подача ручного вдоха кнопкой.

Особенности:

- регулируемый триггер по давлению;
- пневмопривод: сжатый кислород или воздух (2.8-6 атм.), баллон или настенная разводка;
- электропитание или встроенная аккумуляторная батарея;
- монохромный дисплей для меню и цифровых показателей;

- 8 страниц меню;
- измеряемые показатели на дисплее;
- система аварийной сигнализации при отсутствии электропитания, низком уровне заряда батареи, при отсутствии или низком уровне подачи газа, при высоком или низком давлении в дыхательных путях;
- тревожный сигнал апноэ;
- наличие ручки для переноски и для фиксации на рельсе;
- возможность самостоятельной комплектации, с тележками на колесах, транспортной сумкой, подставкой с креплением для кислородного баллона и другими принадлежностями.