

Аппарат ИВЛ Siare Sirio S2T

ФСЗ 2007/00423

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная, пневматический привод

Siare Engineering International Group S.r.l., Италия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	15-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный
Размер	230×150×130 мм
Вес	4.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Siare Sirio S2T является портативным аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Данный аппарат ИВЛ предназначен для использования в машинах скорой помощи, медицине катастроф, для внутрибольничной транспортировки, для краткосрочной вентиляции в палатах интенсивной терапии. Аппарат подходит для проведения ИВЛ у всех возрастных групп пациентов, включая новорожденных от 5 кг.

Особенности:

- пневмопривод: сжатый O₂ (2.8 – 6 атм.), баллон или настенная разводка;
- наличие сигнала тревоги при низком уровне заряда батареи, низком и высоком давлении в дыхательных путях или потери питания;
- возможность использования сети электропитания 220 В и 12 В бортовой сети либо встроенной аккумуляторной батареи;
- прибор может быть снабжен транспортным комплектом в металлическом держателе-переноске с местом для баллона O₂ - 2 л или влагозащищенной сумке с отсеком для баллона O₂.

Режимы вентиляции:

- IPPV (вентиляция по объему);

- CPAP (в т.ч. неинвазивная с помощью носовых канюль у новорожденных и маски у детей и взрослых);
- AUT + AST (вспомогательная с триггером);
- PSV (PRESS. SUPPORT) - поддержка давлением;
- APNEA BACK-UP (вентиляция Апноэ с возвратом в режим IPPV);
- PEEP с регулятором и мониторингом.