

Аппарат ИВЛ SLE 2000

РЗН 2015/3069

стационарный, для новорожденных / для детей, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная /
принудительно-вспомогательная, турбинный привод

SLE Limited, Великобритания



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / самостоятельное дыхание / неинвазивный / инвазивный
Размер	370×310×320 мм
Вес	10 кг

Описание

Аппарат ИВЛ SLE 2000 обеспечивает поддержку формы волны постоянного давления на всех частотах дыхания, обладает системой аварийной сигнализации, имеет встроенный кислородный анализатор с цифровым индикатором и возможность фильтрации выдыхаемых газов. Благодаря уникальной технологии исключена потребность в клапанах для выдыхания, диафрагмах, аппарат обеспечивает вентиляцию пациентов весом от 500 г до 20 кг.

Особенности аппарата ИВЛ SLE 2000:

- настройки различных параметров вентиляции не зависят друг от друга;
- исключительный пневматический эффект;
- аварийное отключение высокого давления;
- бесклапанная система сокращает проблемы резистентности и эластичности;
- отсутствие неумышленного звукового сигнала;
- возможность поддерживать форму волны постоянного давления на всех скоростях;
- встроенный кислородный анализатор с цифровым индикатором;
- надежное микропроцессорное управление, самоконтроль;
- удобные для работы и установки рукоятки управления;
- аварийное отключение высокого давления;
- защищенные от неумелого обращения рукоятки пневматического управления;

- дополнительный выпуск смешанного потока;
- вывод RS 423 (совместим с RS 232);
- стандарт вывода аналогичной формы волны;
- модульная конструкция для удобства обслуживания.