

Аппарат ИВЛ Acutronic Medical Monsoon

ФСЗ 2012/11440

стационарный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции принудительно-вспомогательная,
пневматический привод

ACUTRONIC Medical Systems AG, Швейцария



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	высокочастотный / функция СИПАП
Размер	500×190×340 мм
Вес	13.2 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Acutronic Medical Monsoon - аппарат ИВЛ, предназначенный для проведения высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких взрослых и детей.

Особенности аппарата ИВЛ Acutronic Monsoon:

- наличие заводских настроек позволяет приступить к работе после инсталляции оборудования;
- русифицированное меню;
- интегрированное нагревание и система увлажнения для реактивного газа;
- увлажнение настраивается автоматически в соответствии с минутным объемом;
- большой дисплей с количественной индикацией уровней давления и удобным доступом к информации;
- течение по обводному каналу для ахilliагу поставки кислорода (преднасыщение кислородом или лекарственное средство (небулайзер));
- специальные настройки для повышения эффективности ВЧ вентиляции;
- повышенная безопасность: благодаря применению микропроцессорного контроля осуществляется защита пациента от баротравмы;
- модульная структура;
- возможность к обновлению;
- может использоваться совместно с обычным вентилятором, используемым в данном помещении.

Режимы вентиляции:

- РЕЕР - положительный экспираторный;
- СРАР - постоянное положительное давление в дыхательных путях при самостоятельном дыхании;
- подогрев и увлажнение газовой смеси;
- контроль объема поставляемого газа;
- обходной поток для небулайзера.

Спецификация:

- частота: 12-600 циклов;
- время вдоха: 20-70%;
- кислород: 0.21-1.0;
- увлажнение: 0-100%;
- ПДКВ: 0-40 см H₂O;
- сигнализация по давлению: 0-80 см H₂O;
- мощность: 300 Вт(при включенном нагревателе);
- размеры: 500×190×340 мм;
- вес: 13.2 кг.