

Аппарат ИВЛ Mindray SynoVent E5

РЗН 2018/6878

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции принудительная

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	принудительная
Дыхательный объем	2-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / адаптивный / неинвазивный
Размер	475×430×430 мм
Вес	16 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Mindray SynoVent E5 - аппарат искусственной вентиляции лёгких для взрослых, детей и новорожденных (дыхательный объём от 2 мл). Он имеет до 14 режимов вентиляции, в том числе все виды неинвазивной вентиляции, включая современную оксигенотерапию на высоком потоке (до 60 л/мин).

Особенности и преимущества SynoVent E5

- режим вентиляции V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, CPAP/PSV;
- компактная конструкция, возможность установить как на кронштейне, так и на консоли;
- сенсорный ЖК TFT-экран с диагональю 12.1 дюймов, поворачивается на 45° по вертикали и на 180° по горизонтали;
- до 3 волновых кривых;
- двойной контроль;
- тренды 72 часа;
- внутренняя батарея, до 180 минут непрерывной работы;
- режимы вентиляции PRVC, ARPV, Duo и NIV (опция);
- мониторинг EtCO₂ (опция);
- максимальный поток при вентиляции с поддержкой давлением и при спонтанном дыхании 120 л/мин;
- принцип контроля: переключение по времени, постоянный объем, контроль давления;

- автоматическая компенсация утечек;
- выход для небулайзера;
- индивидуально настраиваемый уровень и список тревог;
- аппарат ИВЛ SynoVent E5 может работать до трёх часов от встроенной батареи.