

Аппарат ИВЛ Philips Trilogy 202

ФСЗ 2011/09353

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительно-
вспомогательная

Philips, США



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительно-вспомогательная
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению
Размер	211×284×235 мм
Вес	5.6 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Philips Trilogy 202 предназначен для длительной неинвазивной и краткосрочной инвазивной вентиляции легких для детей весом не менее 5 кг и взрослых пациентов как в режимах с контролем по давлению, так и в режимах с контролем по объему. Применяется в больничных и лечебных учреждениях в качестве переносного устройства благодаря небольшим габаритам и малому весу.

Особенности аппарата ИВЛ Trilogy 202:

- портативный;
- может использоваться в домашних условиях;
- SD-карта памяти;
- запоминает два (дневной/ночной) протокола для одного пациента одновременно;
- записывает кривые и тренды, запоминает статистику использования протоколов;
- кислород от 21 до 100%;
- функция компенсации утечек в режимах работы с контролем по объему и давлению;
- алгоритм Auto-Track для подстройки под спонтанное дыхание;
- встроенный аккумулятор и дополнительный съемный.