

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Alia

РЗН 2016/3800

стационарный / портативный, тип вентиляции
вспомогательная / принудительная, турбинный привод

Fritz Stephan GmbH, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный / портативный
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	турбинный
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	310×385×360 мм
Вес	22 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Fritz Stephan Alia - аппарат ИВЛ, созданный для обеспечения возможности длительной вентиляции параметров всех возрастных групп пациентов в условиях реанимационных отделений, при перемещении больного внутри клиники, а также как мобильная вентиляционная система в домашних условиях.

Форма вентиляции:

- CMV - контролируемая-принудительная вентиляция;
- S-IMV - синхронизированная - прерывистая - принудительная вентиляция;
- Ass. Contr.- вспомогательная контролируемая вентиляция;
- CPAP - продлённая вентиляция с положительным давлением;
- C/BKUP - продлённая вентиляция с положительным давлением с обратной функцией;
- ASB - вспомогательное дыхание.

Особенности аппарата ИВЛ Fritz Stephan Alia:

- частота (CMV): 6 до 60/мин;
- скорость вдоха/выдоха (Insp.:Exp.) 1:4 до 5:1;
- минутный объем: 0 до 30 л/мин;
- чередующийся объем: 5 до 2000 мл;
- триггерная чувствительность (Потока) 0.2 до 2 л/мин;
- дисплей-LCD: 240×128 пикс;
- сигналы тревоги.