

Аппарат ИВЛ Zisline MV200

РЗН 2015/2814

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, турбинный привод

Тритон-ЭлектроникС ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	турбинный
Дыхательный объем	10-3000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный / инвазивный

Описание

Аппарат ИВЛ ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС Zisline MV200 - универсальный аппарат для проведения ИВЛ с непрерывным мониторингом газообмена и оценкой метаболизма в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке по клинике.

Особенности аппарата ИВЛ Зислайн MB200:

- для взрослых, детей и новорожденных;
- воздух от турбины;
- кислородный пневмопривод;
- выпускается в нескольких вариантах (с капнографом, модулем газоанализа, модулем мониторинга альвеолярной вентиляции либо без них);
- триггеры по давлению, по потоку;
- до 3 кривых (поток, давление, объем, капнограмма) и 1/2 петли (объем-поток, объем-давление, поток-давление) на экране;
- УЗ-небулайзер опционально;
- дополнительная батарея;
- датчик mainstream для базового модуля капнометрии;
- пульсоксиметрия опционально.