

Аппарат ИВЛ Dragerwerk Evita 4

ФСЗ 2010/08691

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная, пневматический привод

Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная / принудительно-вспомогательная
Тип привода	пневматический
Дыхательный объем	3-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	530×290× 450 мм
Вес	27 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Dräger Evita 4 - это универсальный аппарат высокого класса, применяемый для интенсивной терапии пациентов любой возрастной категории: взрослых, детей и новорожденных массой от 500 грамм. Предназначен для эксплуатации в условиях медицинского учреждения.

Особенности аппарата ИВЛ Dräger Evita 4:

- категория пациентов: взрослые, дети, новорожденные (опция);
- режимы вентиляции: IPPV, IPPVAssist, SIMV, SIMVASB, BIPAP, BIPAPASB, BIPAPAssist, CPAP, CPAPASB, MMV, MMVASB, APRV, ILV, AutoFlow;
- ATC - уменьшение дыхательной работы, вызываемой сопротивлением интубационной трубки или канюли;
- PPS - поддержка давлением пропорционально усилиям больного при неравномерном дыхании;
- NIV - неинвазивная вентиляция легких;
- независимое питание от встроенных и внешних батарей.