

Аппарат ИВЛ WEINMANN Medumat Standard 2

РЗН 2016/3555

портативный, для детей / для взрослых, тип
вентиляции вспомогательная / принудительная

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH +
Co. KG, Германия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / сердечно-легочная реанимация / неинвазивный / ингаляция / вентиляция апноэ
Размер	206×137×130 мм
Вес	2.5 кг

Описание

Аппарат ИВЛ WEINMANN Medumat Standard 2 обладает всеми свойствами, необходимыми для безопасной ИВЛ в условиях оказания экстренной медицинской помощи. Уже сегодня его простота и надежность в эксплуатации впечатляют медиков во всем мире.

Особенности Аппарат ИВЛ WEINMANN Medumat Standard 2:

- специальный режим для реанимации (CPR) с новым режимом искусственной вентиляции легких CCSV (Chest Compression Synchronized Ventilation);
- возможность введения в наркоз в режиме RSI;
- измерение потока и измерение CO₂ для оптимизации мониторинга;
- индивидуальная конфигурация и опциональная активация функций;
- возможность комбинации с дефибриллятором на одной переносной платформе;
- малый вес - всего 2.5 кг;
- время работы аккумулятора до 10 часов;
- цифровая документация посредством обмена данными по Bluetooth.
- большой цветной дисплей, интуитивно понятный интерфейс;
- респираторная поддержка в режиме CPAP;
- ингаляция кислорода;
- режим RSI для простого и безопасного ввода во внутривенный наркоз;

- функция сердечно-легочной реанимации с метрономом;
- кнопка MEDUTrigger на клапане пациента позволяет инициировать аппаратные вдохи, удерживая маску двумя руками.