

Аппарат ИВЛ WEINMANN Medumat Transport

ФСЗ 2008/02560

портативный, тип вентиляции вспомогательная /
принудительная

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH +
Co. KG, Германия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Дыхательный объем	50-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / неинвазивный
Размер	345×163×149 мм
Вес	4.4 кг

Описание

Аппарат ИВЛ WEINMANN Medumat Transport - аппарат ИВЛ для респираторной поддержки пациентов на всех этапах медицинской помощи. Его широкие возможности предполагают эксплуатацию врачом-реаниматологом, но интуитивно понятное управление и предустановленные режимы позволяют в экстренных случаях работать с аппаратом даже неквалифицированным пользователям.

Особенности аппарата ИВЛ WEINMANN Medumat Transport:

- режимы вентиляции: IPPV, S-IPPV, SIMV + ASB, PRVC + ASB, PCV, aPCV, BiLevel + ASB, CPAP + ASB;
- опция капнографии дает возможность мониторинга и гарантирует безопасность;
- встроенная опция Bluetooth позволяет интегрировать прибор в любые информационные системы;
- интуитивное управление;
- облегчает начальную стадию работы с аппаратом благодаря режимам экстренной помощи и выбору размеров тела;
- индивидуальная конфигурация;
- одновременное изображение трех кривых;
- капнография в боковом потоке для улучшенного контроля (опция);
- обмен данными по Bluetooth (опция);
- имеется антимикробный фильтр (опция) для установки на входе аппарата.