

## Аппарат ИВЛ Covidien Puritan Bennett 560

ФСЗ 2011/09310

портативный, для детей / для взрослых, тип  
вентиляции вспомогательная, пневматический привод

Covidien LLC, США



### Характеристики

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Тип аппарата      | портативный               |
| Возраст пациента  | для детей / для взрослых  |
| Тип вентиляции    | вспомогательная           |
| Тип привода       | пневматический            |
| Дыхательный объем | 50-2000 мл                |
| Режимы работы ИВЛ | неинвазивный / инвазивный |
| Размер            | 235×315×154 мм            |
| Вес               | 4.5 кг                    |

### Описание

**Аппарат ИВЛ Covidien Puritan Bennett 560** - портативный аппарат, предназначенный для проведения искусственной вентиляции лёгких в условиях стационара, на дому, а также в процессе транспортировки. Прибору свойственна простота в управлении, высокий уровень лечебного воздействия, компактные размеры.

#### Особенности аппарата ИВЛ Covidien Puritan Bennett 560:

- для пациентов весом от 5 кг;
- функция автоматического определения клапана;
- система оповещений;
- просмотр отчетов и диаграмм за 24 часа;
- USB-накопитель;
- удобная сумка для транспортировки в комплекте;
- низкий уровень шума;
- программное обеспечение Respiratory Insight с интуитивно понятным функционалом;
- батарея высокой емкости обеспечивает длительное время автономной работы (11 часов).