

Аппарат ИВЛ Медпром АИВЛп-2/20-«ТМТ»

ФСР 2009/05865

портативный, для взрослых, тип вентиляции
вспомогательная, пневматический привод

Медпром ООО, Россия



Характеристики

Тип аппарата	портативный
Возраст пациента	для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / ингаляция
Размер	235×163×103 мм

Описание

Аппарат ИВЛ АИВЛп-2/20-«ТМТ» - аппарат искусственной вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях специализированного транспорта для скорой медицинской помощи портативный **для взрослых и детей старше 6 лет**. Применяется в условиях санитарного транспорта, в полевых условиях, для внутригоспитальных перевозок. Интуитивное управление, надежность и эргономичность делают его лучшим в своем классе.

Особенности аппарата ИВЛ Медпром АИВЛп-2/20-«ТМТ»:

- режимы: искусственная (ИВЛ) вентиляция лёгких, оксигенотерапия (ингаляция);
- управляемые параметры: режим вентиляции, частота вентиляции, дыхательный объем, концентрация кислорода;
- пневматический;
- работает без электропитания от любого источника сжатого кислорода;
- легкий компактный корпус с ручкой для переноски, креплением к носилкам и настенным креплением;
- применяется при полевых и госпитальных перевозках, при оснащении клиник и фельдшерско-акушерских пунктов.