

Диодный лазер Asclepion QuadroStarPRO 940/980

РЗН 2015/3029

лазер диодный, длина волны 940 / 980 нм, режим работы импульсный / непрерывный

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	940 / 980 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	ЛОР хирургия / флебология
Размеры	420×380×190 мм
Вес	12 кг

Описание

Аппарат лазерный для хирургии и косметологии QuadroStarPRO940/980 предназначен для сосудистой и ЛОР хирургии.

Излучение 940 нм обеспечивает лечение варикозного расширения вен через небольшой разрез под туморальной анестезией.

Длина волны 980 нм подходит для липолиза, уменьшения жировых отложений, подтяжки кожи, улучшения контура тела.

Особенности лазера QuadroStarPRO940/980:

- возможность управления через iPad;
- набор EndoSet с катетером и адаптационным оптоволоком;
- набор Endoscan для удаления вен до 15 мм;
- рукоятка, три проводника оптического волокна, набор зондов.