

Диодный лазер Asclepion QuadroStarPRO green

РЗН 2015/3029

лазер диодный, длина волны 532 / 577 / 940 / 980 нм,
режим работы импульсный / непрерывный

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	532 / 577 / 940 / 980 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	ЛОР хирургия / флебология
Комплектующие	педаль
Размеры	420×380×190 мм
Вес	12 кг

Описание

Полупроводниковый хирургический лазер QuadroStarPROgreen с оптической накачкой (HOPSL) для косметологических и общехирургических манипуляций.

Особенности:

- не требуются расходные материалы;
- возможность управления через iPad;
- возможность выбора цвета дисплея;
- простая очистка поверхности;
- педаль управления для контроля плотности энергии или повторения импульсов при нажатии;
- 5 режимов обработки.

Технические характеристики

- лазер HOPSL: 577нм, 532нм, 4 класс;
- диодный: 940 нм, 980 нм, 4 класс;
- мощность: □
 - при 577 нм - макс. 5 Вт,
 - при 532 нм - макс. 8 Вт,
 - при 940 нм / 980 нм - макс. 25 Вт;
- режимы: BASIC, REPEAT, сосудистый, CW, SCAN;
- размеры пятна HOPSL: стандартный 1.0 мм;
- размеры пятна HOPSL: 0.5, дополнительно - 1.5, 2.8 мм.

Сканер опционально:

- размер микропятна (спота): 1 мм;
- размер сканированной площади: 15 x 15 мм;
- плотность сканирования: 20% / 40% / 100%.