

Лазерный аппарат DEKA SMARTLIPO

ФСЗ 2007/00358

лазер, неодимовый, длина волны 1064 нм, частота 5 - 40 Гц, мощность лазера 6 Вт, длительность импульсов 100 мкс

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	коррекция фигуры / лазерный липолиз
Длина волны	1064 нм
Частота	5 - 40 Гц
Мощность лазера	6 Вт
Пиковая мощность	4500 Вт
Длительность импульсов	100 мкс
Размер	680×230×650 мм
Вес	32 кг

Описание

Аппарат SmartLipo - уникальная технология для проведения лазерного липолиза, лечения гипергидроза и псевдогинекомастии, удаления липомы и филлеров.

Технология SmartLipo позволяет проводить процедуры лазерной липосакции как с аспирацией, так и без нее, продукты лизиса выводятся естественным путем, что особенно важно при работе на лице. Процедура лазерного липолиза проводится под местной анестезией и не требует длительного восстановления.

Под воздействием излучения лазера для липолиза Nd:YAG с длиной волны 1064 нм в дерме и гиподерме происходит: разрушение мембраны жировых клеток, коагуляция сосудов, а также глубокий прогрев кожи, стимулирующий выработку нового коллагена.