

Диодный лазер KLS Martin DIOMAX

ФСЗ 2009/04715

лазер диодный, длина волны 980 нм, режим работы
импульсный / непрерывный

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	980 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	дерматология / ЛОР хирургия / флебология / челюстно-лицевая хирургия / эстетическая хирургия
Размеры	381×195×390 мм
Вес	13.8 кг

Описание

Диодный хирургический лазер DIOMAX KLS Martin предназначенный для воздействия на биологические ткани путем гипертермии, резания, коагуляции и вапоризации.

Особенности:

- большой цветной дисплей с видимостью в затемненных помещениях;
- 50 ячеек для сохранения индивидуально-созданных программ;
- способен генерировать излучение чрезвычайно короткими импульсами - всего 5 мс;
- 3 вида наборов для обработки большой подкожной вены, малой подкожной вены и перфорантов;
- специально разработанные катетеры для лечения варикозных вен для безопасного размещения световода в катетере;
- серийный интерфейс RS 232 для ПК.

Щадящее воздействие на пациента:

- **лазер Diomax способен генерировать излучение с чрезвычайно короткими импульсами - всего 5 мс,** обеспечивая мягкое и дозированное воздействие;
- минимальные повреждения тканей;
- отсутствие риска глубокого рубца;
- возможность работать под местной анестезией;
- значительное уменьшение послеоперационного отека и риска послеоперационных осложнений.

