

Лазерный аппарат Solar LS Incanto-1

ФСЗ 2011/09145

лазер, неодимовый, длина волны 1064 нм, частота 0 - 50 Гц, длительность импульсов от 0.1 до 200 мс

Солар ЛС ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	1064 нм
Частота	0 - 50 Гц
Пиковая мощность	100 Вт
Плотность энергии	30 - 750 Дж/см²
Энергия импульса	100 Дж
Длительность импульсов	от 0.1 до 200 мс
Направляющий луч	красный лазерный диод
Размеры пятен	4 - 20 мм
Дисплей	8-строчный ЖК экран или активная панель
Размер	700×370×670 мм
Вес	68 кг

Описание

Лазер медицинский косметологический Incanto-1 – для воздействия лазерным излучением на поверхностные ткани органов человека в клинических условиях и косметологических кабинетах. Состоит из приборной стойки и системы доставки излучения, включающую в себя оптическую насадку с гибким оптическим волоконным световодом, а также штангу держателя световода.

Применение:

- лазерная эпиляция на загорелой коже;
- лазерное анти;
- удаление сосудов, лечение вен;
- глубокое дермальное омоложение;
- фотомодификация рубцовой ткани;
- удаление татуировок.