

Лазерный аппарат Solar LS Incanto-2

ФСЗ 2011/09145

лазер, александритовый, длина волны 755 нм, частота
0 - 50 Гц, длительность импульсов от 0.3 до 200 мс

Солар ЛС ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый
Применение	эпиляция / удаление татуировок / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 нм
Частота	0 - 50 Гц
Пиковая мощность	30 Вт
Плотность энергии	9 - 230 Дж/см ²
Энергия импульса	30 Дж
Длительность импульсов	от 0.3 до 200 мс
Направляющий луч	красный лазерный диод
Размеры пятен	4 - 20 мм
Дисплей	8-строчный ЖК экран или активная панель
Размер	700×370×670 мм
Вес	68 кг

Описание

Лазер медицинский косметологический INCANTO-2

Применение:

- лазерная эпиляция на загорелой коже;
- лазерное анти;

- удаление сосудов, лечение вен;
- глубокое дермальное омоложение;
- фотомодификация рубцовой ткани;
- удаление татуировок.