

Лазерный аппарат Solar LS Incanto-3

ФСЗ 2011/09145

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны
755 / 1064 нм, частота 0 - 50 Гц, длительность
импульсов неодимовый от 0.1 до 200 мс /
александритовый от 0.3 до 200 мс

Солар ЛС ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый / неодимовый
Применение	эпиляция / удаление татуировок / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	755 / 1064 нм
Частота	0 - 50 Гц
Плотность энергии	неодимовый - 30 - 750 Дж/см ² / александритовый - 9 - 230 Дж/см ²
Энергия импульса	30 / 100 Дж
Длительность импульсов	неодимовый от 0.1 до 200 мс / александритовый от 0.3 до 200 мс
Направляющий луч	красный лазерный диод
Размеры пятен	4 - 20 мм
Дисплей	8-строчный ЖК экран или активная панель
Размер	700×370×670 мм
Вес	68 кг

Описание

Лазер медицинский косметологический Incanto-3 имеет в своем составе два высокоэффективных излучателя на базе твердотельного лазера: излучатель на базе иттрий-алюминиевого граната, легированного, с длиной волны излучения 1064 нм, и излучатель на базе александрита, с длиной волны излучения 755 нм. Сочетание Неодимового и Александритового лазеров позволяет максимально эффективно перекрывать практически всю линейку эстетической коррекции, доступную сейчас лазерной терапии.

Применение:

- лазерная эпиляция на загорелой коже;
- лазерное анти;
- удаление сосудов, лечение вен;
- глубокое дермальное омоложение;
- фотомодификация рубцовой ткани;
- удаление татуировок.