

Аппарат лазерный терапевтический БИНОМ Узормед - 900

РЗН 2018/7624

количество каналов 1, режим постоянный, длина волны 800-900 нм, мощность 200 мВт

Бином ООО, Россия



Параметры лазера

Количество каналов	1
Режимы	постоянный
Длина волны	800-900 нм
Мощность	200 мВт

Параметры аппарата

Класс защиты аппарата	II
Таймер	Да
Вес	0.4 кг
Размер	230×180×80 мм

Комплектация

Описание

- аппарат лазерной терапии УзорМед-900 200 мВт (1шт.);
- сетевой адаптер 220В/6В - 100 мА (1шт.);
- защитная крышка (1шт.);
- магнитная насадка МН (1шт.);
- световодная насадка ПН (1шт.);
- световодная насадка СН (1шт.);
- чехол для аппарата (1шт.);
- паспорт с инструкцией по эксплуатации (1шт.);
- методическое пособие (1шт.).