

Аппарат лазерный терапевтический БИНОМ УЗОРМЕД-Б-ЗК

РЗН 2019/9527

количество каналов 2 / 3, режим постоянный / импульсный / амплитудно-модулированный, длина волны 365-1000 нм, частота от 1 до 15 000 Гц Гц, ВЛОК

Бином ООО , Россия



Параметры лазера

Количество каналов	2 / 3
Режимы	постоянный / импульсный / амплитудно-модулированный
Длина волны	365-1000 нм
Частота	от 1 до 15 000 Гц Гц
Длительность импульса	от 60 до 120 нс / от 5 сек до 90 мин
Облучение крови	ВЛОК

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	1.5 кг
Размер	240×220×90 мм

Комплектация

Описание

Аппарат УзорМед-Б-ЗК/03:

В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-ЗК (1 лазерный и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа.

Аппарат УзорМед-Б-ЗК/01:

В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-ЗК (2 лазерных и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа.