

Аппарат лазерный терапевтический Лазмик-ВЛОК

РЗН 2014/1410

количество каналов 2, режим постоянный / импульсный / модулированный / многочастотный / биосинхронизированный, длина волны 635 нм, мощность от 0 до 40 мВт, частота от 0.5 до 10 000 Гц, ВЛОК

Матрикс НИЦ ООО, Россия



Параметры лазера

Количество каналов	2
Режимы	постоянный / импульсный / модулированный / многочастотный / биосинхронизированный
Длина волны	635 нм
Мощность	от 0 до 40 мВт
Частота	от 0.5 до 10 000 Гц
Длительность импульса	от 1 с до 90 мин
Облучение крови	ВЛОК

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	0.8 кг
Размер	280×210×105 мм

Комплектация

Описание

- базовый блок аппарата ЛАЗМИК-ВЛОК;
- лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-635-2 с лазером красного диапазона (длина волны - 635 нм);
- методические указания по применению аппарата;
- стерильные одноразовые световоды КИВЛ-01 (10 шт.).