

Аппарат лазерный терапевтический МАКДЭЛ 02

РЗН 2013/1000

лазер полупроводниковый, количество каналов 1,
режим постоянный / импульсный, длина волны 850 нм,
мощность от 5 до 200 мВт, частота от 1 до 2000 Гц

МАКДЭЛ-Технологии АО, Россия



Параметры лазера

Тип лазера	полупроводниковый
Количество каналов	1
Режимы	постоянный / импульсный
Длина волны	850 нм
Мощность	от 5 до 200 мВт
Частота	от 1 до 2000 Гц
Длительность импульса	от 2 до 400 с

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	0.4 кг
Размер	230×180×80 мм

Комплектация

Описание

- исполнительный блок МАКДЭЛ-02;
- блок питания;
- насадки (2 шт.) на выбор;
- аккумуляторные батарейки (4 шт.);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методики лечения по выбору.
- сумка портативная для переноски.