

Аппарат лазерный терапевтический Матрикс-ВЛОК

ФСР 2010/09813

лазер полупроводниковый, количество каналов 1,
режим постоянный, длина волны 635 нм, мощность
1.5 мВт / 4.5 мВт, ВЛОК

Матрикс НИЦ ООО, Россия



Параметры лазера

Тип лазера	полупроводниковый
Количество каналов	1
Режимы	постоянный
Длина волны	635 нм
Мощность	1.5 мВт / 4.5 мВт
Длительность импульса	от 1 до 10 мин шаг 1 мин / от 10 до 40 шаг 5 мин
Облучение крови	ВЛОК

Параметры аппарата

Таймер	Да
Вес	2 кг
Размер	210×180×100 мм

Комплектация

Описание

- базовый блок аппарата ЛАЗМИК-ВЛОК;
- лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-635-2 с лазером красного диапазона (длина волны - 635 нм);
- методические указания по применению аппарата;
- стерильные одноразовые световоды КИВЛ-01 (10 шт.).