

Аппарат сшивающий Grena RLS-30

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, линейный, материал скоб титан,
длина шва 30 мм, многоразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	линейный
Материал для скоб	титан
Длина шва	30 мм
Использование	многоразовое

Дополнительные характеристики

Многоразовые линейные сшивающие аппараты **GRENA LTD** изготовлены из медицинской высокопрочной нержавеющей стали и упакованы в стальные боксы для стерилизации.

Многоразовые линейные сшивающие аппараты обеспечивает наложение двухрядного шва из **титановых скобок**, расположенных в шахматном порядке.

Просто и удобно **перезаряжаются одноразовыми картриджами (кассетами)**, с титановыми скрепками, для тканей разной толщины, с соответствующей длиной шва.

Многоразовый линейный сшивающий аппарат **RLS GRENA LTD** предлагается в следующих размерах: **30 мм, 55 мм, 90 мм**.

Линейные сшивающие аппараты GRENA модели RLS-30, RLS-55, RLS-90 применяются в торако-абдоминальной хирургии, онкохирургии, в меньшей степени в гинекологии и детской хирургии. Применение их показано при большом спектре хирургических заболеваний (злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и легких, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки и т. д.) и оперативных вмешательств (формирование желудочно-кишечных и межкишечных соустьев; резекция желудка, того или иного отдела кишечника; резекция доли легкого, пульмонэктомия и др.):

- а) скобочный шов инертнее других шовных материалов и вызывает наименьшую воспалительную реакцию;
- б) в результате, сращение соединенных тканей происходит в условиях минимального воспаления и адгезивные процессы формируются без грубых рубцов;
- в) определенные, ответственные, этапы операций приобретают стандартный характер и меньше зависят от подготовленности хирурга;
- г) сокращается время операции;
- д) уменьшается кровопотеря.